

niceboy | ion®

## SmartSonic


**User Manual** / Sonic Toothbrush



CZ


## BALENÍ OBSAHUJE

1. Rukojeť zubního kartáčku Sonic Niceboy ION
2. 3x kartáčková hlavice (měkká, střední, tvrdá)
3. Bezdrátová dokovací stanice
4. Nabíjecí kabel Micro USB




## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Při prvním použití vložte kartáček do bezdrátové dokovací stanice.  
Proces nabíjení:
  - 0%-10%, indikátor nabíjení ukazuje trvale červenou barvu
  - 10-100%, indikátor nabíjení ukazuje trvale oranžovou barvu
  - Nabíjení je dokončeno, indikátor nabíjení ukazuje trvale zelenou barvuPoznámka:
  - Pokud výrobek nebyl delší dobu používán, nemusí se indikátor nabíjení při nabíjení elektrického zubního kartáčku zobrazit. Pro zobrazení statusu nabíjení vyčkejte trpělivě 3-5 minut.
2. Vložte novou kartáčkovou hlavici podle obrázku; pokud ji potřebujete vyjmout, stačí ji vytáhnout podle obrázku.



3. Navlhčete štětiny a vytlačte přiměřené množství zubní pasty. Dotkněte se štětinami potřenými zubní pastou povrchu zubu v libovolné části úst.


4. Stiskněte spínač a mírně pohybujte čelistí nahoru a dolů, abyste si vyčistili zuby bočně zvenčí i zevnitř. Ústní dutina je rozdělena na 4 oblasti a doporučená doba čištění každé oblasti je 30 sekund. Po dokončení 30sekundového čištění této oblasti se elektrický zubní kartáček krátce zastaví, aby vám připomněl, že máte vyčistit další oblast.



Vnější 10 s

Nahoře 10 s


Vnitřní 10 s




5. Stisknutím tlačítka přepínání režimů na rukojeti můžete přepínat režim podle preferencí osoby.

Poznámka:

- 1: Ve výchozím nastavení je aktivován režim Sensitive
- 2: Režim přepínání: do 5 sekund po otevření krátce stiskněte tlačítko přepínání režimů pro přepnutí režimu;
- 3: Režim automatické paměti: použijte jakýkoli režim po dobu delší než 5 sekund, systém tento režim zaznamená. Paměťový režim se ve výchozím nastavení aktivuje při dalším zapnutí.



6. Po uplynutí vědecky stanovené doby čištění zubů, která činí 2 minuty, se elektrický zubní kartáček automaticky zastaví. Po vyčištění zubů opláchněte hlavici kartáčku tekoucí vodou, přebytečnou vodu z hlavice a rukojeti kartáčku setřeste. Krystaly zubního kartáčku udržujte v suchu a skladujte na suchém místě.



Poznámka:

- 1: Pokud chcete elektrický zubní kartáček zastavit v polovině čištění ústní dutiny, po zapnutí elektrického zubního kartáčku na 5 sekund krátce stiskněte tlačítko.
- 2: Pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte nabíjecí konektor a důkladně očistěte hlavici a rukojeť kartáčku, uložte na chladném a suchém místě;
- 3: Doporučuje se vyměnit hlavici zubního kartáčku každých 60 dní.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Zapojenou nabíjecí základnu uchovávejte mimo dosah vody. Neumísťujte ji ani neskladujte u vody obsaženou ve vaně, umyvadle apod. nebo v její blízkosti. Neponořujte nabíjecí základnu do vody ani do jiné tekutiny. Po vyčištění se ujistěte, že je nabíjecí základna zcela suchá, než ji připojíte k elektrické síti.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí základnu, pokud je jakkoli poškozená. Pokud je kabel nabíjecí základny nebo konektor poškozen, vždy jej nechte vyměnit za nový, abyste předešli nebezpečí.
- Pokud je spotřebič jakýmkoli způsobem poškozen (hlava kartáčku, rukojeť zubního kartáčku), přestaňte jej používat. Tento spotřebič neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. Pokud je spotřebič poškozen, obraťte se na středisko péče o spotřebitele ve vaší zemi.
- Nepoužívejte nabíjecí základnu venku nebo v blízkosti zahřátých povrchů.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

## PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

- Zubní kartáček nepoužívejte ve vaně ani ve sprše.
- Pokud jste v předchozích 2 měsících podstoupili operaci dásní nebo ústní dutiny, poraďte se před použitím zubního kartáčku se svým zubním lékařem.
- Pokud se po použití tohoto zubního kartáčku objeví nadměrné krvácení nebo pokud krvácení pokračuje i po 1 týdnu používání, poraďte se se svým zubním lékařem.
- Zubní kartáček Niceboy ION Sonic splňuje bezpečnostní normy pro elektromagnetická zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, obraťte se před použitím kartáčku Niceboy ION Sonic na svého lékaře nebo výrobce implantovaného zařízení.
- Tento přístroj byl navržen pouze pro čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům. Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte svého lékaře.
- Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se před použitím přístroje Niceboy ION Sonic se svým lékařem. - Zubní kartáček Niceboy ION Sonic je přístroj pro osobní péči a není určen pro použití u více pacientů v zubní ordinaci nebo zařízení.
- Přestaňte používat kartáčkovou hlavici s rozdrčenými nebo ohnutými štětinami. Hlavici kartáčku vyměňte každé 3 měsíce nebo dříve, pokud se objeví známky opotřebení.
- Hlavici kartáčku nečistěte v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte jiné kartáčkové hlavice než ty, které doporučuje výrobce.
- Dohlížejte na děti při čištění zubů, dokud si nevytvoří správné návyky čištění zubů.
- Pokud zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo hydrogenuhličitan (běžné v bělících zubních pastách), po každém použití hlavici kartáčku důkladně vyčistěte vodou a mýdlem. Předejdete tak možnému popraskání plastu.



## PŘIPOJENÍ K APLIKACI

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet nebo použijte stávající účet.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“.
4. Zapněte Bluetooth, podle síly signálu vzdálenosti bude nalezen blízký Niceboy ION Smart-Sonic a zvolte „Přidat“.
5. Klikněte na tlačítko „+“
6. Počkejte na „připojení“
7. Přidání proběhlo úspěšně, zobrazí se „hotovo“
8. Zařízení zubního kartáčku je úspěšně připojeno. Pět bílých světel bude blikat, zatímco zubní kartáček vibruje, což je známka toho, že připojení Bluetooth je úspěšné.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

|                    |  |
|--------------------|--|
| Otáčky:            | 43 000   |
| Napětí / výkon:    | 3,7V == 1,85W  |
| Nabíjení:          | Bezdrátový nabíjecí dok  |
| I Výstupní napětí: | 5V == 85 mA  |
| Provozní doba:     | 20 dní (vypočteno podle provozního stavu 2 minuty/čas a 2krát/den) |
| Kapacita baterie:  | 800 mAh  |
| Doba nabíjení:     | 8-10 hodin   |
| Vodotěsnost:       | IPX7   |

## ČASTO KLADENÉ DOTAZY

- Následující často kladené otázky vám pomohou efektivně využívat záruční servis.
  - Chcete-li si ušetřit čas a zbytečné výdaje, proveďte před kontaktováním odborného poprodejního servisu následující jednoduchou kontrolu.
1. Síla pohybu je oslabena
    - Zkontrolujte, zda je zubní kartáček silně přitisknutý k zubům.
    - Zkontrolujte, zda není mezera mezi hlavicí kartáčku a hlavním tělem příliš velká nebo příliš těsná.
    - **Řešení:**
    - Přiložte hlavu kartáčku jemně k zubům.
    - Sejměte hlavu kartáčku z ramene a znovu ji nasadte na výstupní hřídel, přičemž dodržujte určitou vzdálenost mezi hlavou a rukojetí.
  2. Zubní kartáček může pracovat pouze krátkou dobu.
    - Zkontrolujte, zda je nabíjecí základna v dobrém kontaktu s nabíjecím rozhraním ve spodní části hlavního tělesa a zda indikátor nabíjení rukojeti svítí červeně.
    - Zkontrolujte, zda je napájení nedostatečné.
    - **Řešení:**
    - Vyčistěte vstup USB 1/0
    - Baterie je na konci své životnosti.
  3. Zubní kartáček nefunguje
    - Umístěte hlavní tělo zubního kartáčku svisle na nabíječku, kde je tělo zubního kartáčku připojeno k nabíjecí základně, a zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka.
    - **Řešení:**
    - Nabijte kartáček.
    - Vyměňte baterii v autorizovaném zákaznickém centru Niceboy.

## INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být

v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení


(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

# SK


## BALENIE OBSAHUJE

1. Rukoväť zubnej kefky Sonic Niceboy ION
2. 3× kefová hlavica (mäkká, stredná, tvrdá)
3. Bezdrôtová dokovacia stanica
4. Nabíjací kábel microUSB




## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pri prvom použití vložte kefku do bezdrôtovej dokovacej stanice.  
Proces nabíjania:
  - 0 % – 10 %, indikátor nabíjania ukazuje trvalo červenú farbu
  - 10 – 100 %, indikátor nabíjania ukazuje trvalo oranžovú farbu
  - Nabíjanie je dokončené, indikátor nabíjania ukazuje trvalo zelenú farbu.Poznámka:
  - Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíval, nemusí sa indikátor nabíjania pri nabíjaní elektrickej zubnej kefy zobrazit'. Na zobrazenie stavu nabíjania vyčkajte trpezlivo 3 – 5 minút.
2. Vložte novú kefovú hlavicu podľa obrázka; ak ju potrebujete vybrať, stačí ju vytiahnuť podľa obrázka.



3. Navlhčite štetiny a vytlačte primerané množstvo zubnej pasty. Dotknite sa štetinami potre tými zubnou pastou povrchu zuba v ľubovoľnej časti úst.


4. Stlačte spínač a mierne pohybujte čelustou hore a dole, aby ste si vyčistili zuby bočne zvonka aj znútra. Ústna dutina je rozdelená na 4 oblasti a odporúčaný čas čistenia každej oblasti je 30 sekúnd. Po dokončení 30-sekundového čistenia tejto oblasti sa elektrická zubná kefka krátko zastaví, aby vám pripomenula, že máte vyčistiť ďalšiu oblasť.



Vonkajšia 10 s

Hore 10 s


Vnútoraná 10 s




5. Stlačením tlačidla prepínania režimov na rukoväti môžete prepínať režim podľa preferencií osoby.

Poznámka:

- 1: Vo východiskovom nastavení je aktivovaný režim Sensitive.
- 2: Režim prepínania: do 5 sekúnd po otvorení krátko stlačte tlačidlo prepínania režimov na prepnutie režimu.
- 3: Režim automatickej pamäte: použite akýkoľvek režim na dlhšie než 5 sekúnd, systém tento režim zaznamená. Pamäťový režim sa vo východiskovom nastavení aktivuje pri ďalšom zapnutí.



6. Po uplynutí vedecky stanoveného času čistenia zubov, ktorý je 2 minúty, sa elektrická zubná kefka automaticky zastaví. Po vyčistení zubov opláchnite hlavicu kefky tečúcou vodou, prebytočnú vodu z hlavice a rukoväti kefky straste. Kryštály zubnej kefky udržiavajte v suchu a skladujte na suchom mieste.



Poznámka:

- 1: Ak chcete elektrickú zubnú kefku zastaviť v polovici čistenia ústnej dutiny, po zapnutí elektrickej zubnej kefky na 5 sekúnd krátko stlačte tlačidlo.
- 2. Ak ju nebudete dlhší čas používať, odpojte nabíjací konektor a dôkladne očistite hlavicu a rukoväť kefky, uložte na chladnom a suchom mieste;
- 3. Odporúča sa vymeniť hlavicu zubnej kefky každých 60 dní.



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.
- Zapojenú nabíjaciu základňu uchovávajte mimo dosahu vody. Neumiestňujte ju ani neskladujte pri vode nachádzajúcej sa vo vani, umývadle a pod. alebo v jej blízkosti. Neponárajte nabíjaciu základňu do vody ani do inej tekutiny. Po vyčistení sa uistite, že je nabíjacia základňa celkom suchá, než ju pripojíte k elektrickej sieti.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Nikdy nepoužívajte nabíjaciu základňu, ak je akokoľvek poškodená. Ak je kábel nabíjacej základne alebo konektor poškodený, vždy ho nechajte vymeniť za nový, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Ak je spotrebič akýmkoľvek spôsobom poškodený (hlava kefy, rukoväť zubnej kefy), prestaňte ho používať. Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opravovať používateľ. Ak je spotrebič poškodený, obráťte sa na stredisko starostlivosti o spotrebiteľa vo vašej krajine.
- Nepoužívajte nabíjaciu základňu vonku alebo v blízkosti zahriatych povrchov.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak neboli pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

## **PREDBEŽNÉ OPATRENIA**

- Zubnú kefku nepoužívajte vo vani ani v sprche.
- Ak ste v predchádzajúcich 2 mesiacoch podstúpili operáciu ďasien alebo ústnej dutiny, poraďte sa pred použitím zubnej kefky so svojim zubným lekárom.
- Ak sa po použití tejto zubnej kefky objaví nadmerné krvácanie alebo ak krvácanie pokračuje aj po 1 týždni používania, poraďte sa so svojim zubným lekárom.
- Zubná kefka Niceboy ION Sonic spĺňa bezpečnostné normy pre elektromagnetické zariadenia. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, obráťte sa pred použitím kefky Niceboy ION Sonic na svojho lekára alebo výrobcu implantovaného zariadenia.
- Tento prístroj bol navrhnutý iba na čistenie zubov, ďasien a jazyka. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak pocítite akékoľvek nepohodlie alebo bolesť, prestaňte spotrebič používať a kontaktujte svojho lekára.
- Ak máte zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím prístroja Niceboy ION Sonic so svojim lekárom. Zubná kefka Niceboy ION Sonic je prístroj na osobnú starostlivosť a nie je určená na použitie u viacerých pacientov v zubnej ordinácii alebo zariadení.
- Prestaňte používať kefovú hlavicu s rozdrvenými alebo ohnutými štetinami. Hlavicu kefky vymeňte každé 3 mesiace alebo skôr, ak sa objavia známky opotrebenia.
- Hlavicu kefky nečistite v umývačke riadu.
- Nepoužívajte iné kefové hlavice než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Dozerajte na deti pri čistení zubov, kým si nevytvoria správne návyky čistenia zubov.
- Ak zubná pasta obsahuje peroxid, jedlú sódu alebo hydrogénuhličitan (bežné v bieliacich zubných pastách), po každom použití hlavicu kefky dôkladne vyčistite vodou a mydlom. Predídete tak možnému popraskaniu plasty.

## PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte „Niceboy ION“ na trhu mobilných aplikácií a stiahnite si aplikáciu.
2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet alebo použite existujúci účet.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.
4. Zapnite Bluetooth, podľa sily signálu vzdialenosti sa nájde blízky Niceboy ION SmartSonic a zvolte „Pridať“.
5. Kliknite na tlačidlo „+“.
6. Počkajte na „pripojenie“.
7. Pridanie prebehlo úspešne, zobrazí sa „hotovo“.
8. Zariadenie zubnej kefky je úspešne pripojené. Päť bielych svetiel bude blikať, zatiaľ čo zubná kefka vibruje, čo je známka toho, že pripojenie Bluetooth je úspešné.

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

|                   |   |
|-------------------|---|
| Otáčky:           | 43 000  |
| Napätie/výkon:    | 3,7 V == 1,85 W   |
| Nabíjanie:        | Bezdrátový nabíjací dok   |
| Výstupné napätie: | 5 V == 85 mA  |
| Prevádzkový čas:  | 20 dní (vypočítané podľa prevádzkového stavu 2 minúty/čas a 2-krát/deň) |
| Kapacita batérie: | 800 mAh   |
| Čas nabíjania:    | 8 – 10 hodín  |
| Vodotesnosť:      | IPX7  |

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- Nasledujúce často kladené otázky vám pomôžu efektívne využívať záručný servis.
  - Ak si chcete ušetriť čas a zbytočné výdavky, vykonajte pred kontaktovaním odborného popredajného servisu nasledujúcu jednoduchú kontrolu.
1. Sila pohybu je oslabená.
    - Skontrolujte, či je zubná kefka silne pritlačená k zubom.
    - Skontrolujte, či nie je medzera medzi hlavou kefy a hlavným telom príliš veľká alebo príliš tesná.
    - **Riešenie:**
    - Priložte hlavu kefy jemne k zubom.
    - Odoberte hlavu kefy z ramena a znovu ju nasadte na výstupný hriadeľ, pričom dodržujte určitú vzdialenosť medzi hlavou a rukoväťou.
  2. Zubná kefka môže pracovať iba krátky čas.
    - Skontrolujte, či je nabíjacia základňa v dobrom kontakte s nabíjacím rozhraním v spodnej časti hlavného telesa a či indikátor nabíjania rukoväti svieti na červeno.
    - Skontrolujte, či je napájanie nedostatočné.
    - **Riešenie:**
    - Vyčistite vstup USB 1/0.
    - Batéria je na konci svojej životnosti.
  3. Zubná kefka nefunguje.
    - Umiestnite hlavné telo zubnej kefy zvislo na nabíjačku, kde je telo zubnej kefy pripojené k nabíjacej základni, a skontrolujte, či svieti červená kontrolka.
    - **Riešenie:**
    - Nabite kefku.
    - Vymeňte batériu v autorizovanom zákazníckom centre Niceboy.

## INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade

s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.


(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

# EN


## THE PACKAGE CONTAINS

1. Niceboy ION SmartSonic toothbrush handle
2. 3x brush heads (soft, medium, hard)
3. Wireless docking station
4. Micro USB charging cable




## OPERATION INSTRUCTIONS

1. For the first time use, please insert the toothbrush to the charging wireless docking station.  
Charging process:
  - 0%-10%, the charging indicator shows steady red
  - 10-100%, the charging indicator shows steady orange
  - Charging is complete, the charging indicator shows steady greenNote:
  - If the product has not been used for a long time, the charging indicator may not appear when charging the electric toothbrush. Please wait patiently for 3-5 minutes to resume normal charging.
2. Insert the new brush head as shown in the figure; If you need to remove it, just pull it out as shown in the figure.



3. Wet the bristles and squeeze an appropriate amount of toothpaste. Touch the bristles coated with toothpaste to the surface of the tooth in any area of the mouth.

4. Press the switch and swing your teeth up and down slightly to brush your teeth laterally from the outside and inside. The oral cavity is divided into 4 areas, and the recommended brushing time for each area is 30 seconds. When the 30-second cleaning of this area is completed, the electric toothbrush will pause shortly to remind you to clean the next area.







5. You can press the mode switching button of the handle to switch the mode according to personal preference.

Note:

- 1: By default, the Sensitive mode is activated by default
- 2: Switch mode: within 5 seconds after opening, short press the mode switch button to switch the working mode;
- 3: Mode automatic memory: use any mode for more than 5 seconds, the system will record this mode. The memory mode is activated by default the next time it is turned on.



6. When the scientific and healthy brushing time of 2 minutes is completed, the electric toothbrush will automatically stop. After brushing your teeth, rinse the brush head with running water, please shake off the excess water on the brush head and handle. Keep the crystals of the toothbrush dry and store in a mol, dry place.



Note:

- If you want to stop the electric toothbrush halfway through cleaning the oral cavity, after turning on the electric toothbrush for 5 seconds, short press the key.
- If it will not be used for a long time, please unplug the charging power plug, and thoroughly clean the brush head and handle, store in a cool and dry place;
- It is recommended to replace the toothbrush head every 60 days.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

- Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
- Keep the plugged-in charging base away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charging base in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charging base is completely dry before you connect it to the mains.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Never use the charging base if it is damaged in any way. If the charging base cord or the plug is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle), stop using it. This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country.
- Do not use the charging base outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **PRECAUTIONS**

- Do not use the toothbrush in the bath or shower.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- The Niceboy ION Sonic toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device before you use the Niceboy ION Sonic.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Niceboy ION Sonic. - The Niceboy ION Sonic toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. - Do not clean the brush head in the dishwasher.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- Supervise children while they are brushing until they have established good brushing habits.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

## APP CONNECTION

1. Download the App by scanning the QR code with your cell phone or Search for „Niceboy ION“ in the mobile app market and download the app.
2. Open “Niceboy ION” App and register a new account or use an existing account.
3. After the password is set, proceed to the next step „Add Device“
4. Turn on the Bluetooth of the intelligent terminal, according to the strength of the distance signal, the nearby intelligent terminal will be found Niceboy ION SmartSonic and Select „Go add“.
5. Click „+“
6. Waiting for „connecting“
7. Add successfully, click „done“
8. The device end of the toothbrush is connected successfully. Five white lights will breathe and flash, while the toothbrush vibrates, indication that the Bluetooth connection is successful.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

|                        |   |
|------------------------|---|
| RPM:                   | 43 000  |
| Rated voltage / power: | 3,7V == 1,85W   |
| Charging:              | Wireless charging dock  |
| Input:                 | 5V == 85 mA   |
| Working hours:         | 20 Days (calculated according to the working state of 2 minutes/time and 2 times/day) |
| Ballery capacity:      | 800 mAh   |
| Charging time:         | 8-10 Hours  |
| Waterproof:            | IPX7  |

## FAQ

- The following frequently asked questions will help you use the warranty service effectively.
  - To save your time and unnecessary expenses, please perform the following simple check before contacting professional after-sales service.
1. The swing strength is weakened
    - Check whether the toothbrush is strongly pressed against the teeth.
    - Check that the gap between the brush head and the main body is too large or too close.
    - **Solution:**
    - Put the brush head gently on the teeth.
    - Remove the brush head from the arm and put it on the output shaft again, keeping a certain distance between the tooth head and the handle.
  2. The toothbrush can only work for a short time.
    - Check whether the charging base is in good contact with the charging interface at the bottom of the main body, and whether the charging indicator of the handle is lit red.
    - Check the power is insufficient.
    - **Solution:**
    - Clean the USB 1/0 port
    - The battery has reached the end of its life.
  3. Toothbrush does not work
    - Place the main body vertically on the charger, where the toothbrush body is connected to the charging base, and confirm whether the red indicator light is on.
    - **Solution:**
    - Please charge.
    - Please replace the battery in Niceboy authorized customer center.

## **USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)**



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal.

You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22  
Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

